



## Endlich Schluss mit Prothesenproblemen!

### Ein sicheres Gefühl!

Mit den bewährten **MDI**-Mini-Implantaten hält Ihre Prothese sicher – und das zu einem günstigen Preis. In den meisten Fällen reichen wenige Behandlungstermine um anschließend wieder sicher sprechen, lachen und essen zu können.

#### Die wichtigsten Vorteile auf einem Blick:

- Schluss mit Haftcreme
- Stabil sitzender Zahnersatz ohne Wackeln und Verrutschen
- Preiswert und häufig sofort belastbar
- Keine neue Prothese notwendig
- In der Regel nur wenige Behandlungstermine
- Einfache Pflege

Fragen Sie in der Praxis nach einer Beratung oder informieren Sie sich ausführlich im Internet unter:



Schluss mit wackeligem Zahnersatz, der einem in vielen Situationen die Freude verdirbt. Ob beim Essen, Reden oder beim Sport.

[www.original-mdi.de](http://www.original-mdi.de)

Maximale Lebensqualität  
dank eines  
minimalen Eingriffs!

Mit den **MDI**-Implantaten von condent schafft es Ihr Zahnarzt in nur 2 Stunden, dass Ihre Prothese stabil sitzt. Zu Konditionen, die den Geldbeutel und die Gesundheit schonen. Das Schöne dabei ist: In der Regel behalten Sie mit dem **MDI**-System Ihren vertrauten Zahnersatz. Im Unterkiefer können Sie die **MDI**-Implantate oft direkt nach der Behandlung belasten. Im Oberkiefer liegt die Wartezeit bis zur vollen Belastung zwischen 3 und 6 Monaten.

Mit einem sicheren Gefühl und strahlendem Lachen.

Die Prothesen-Langzeit-Stabilisierung mit  
**MDI**-Mini-Implantaten von condent

## Gönnen Sie sich ein neues Lebensgefühl

Stellen Sie sich vor, Sie besuchen morgens Ihren Zahnarzt und bereits zum Mittagessen genießen Sie schon wieder Ihre Liebesspeisen. Im Falle einer Unterkieferprothese ist es oft möglich, diese in nur 2 Stunden mit **MDI**-Mini-Implantaten zu befestigen. Ein schönes Gefühl: Sie lachen und unterhalten sich mit alter Sicherheit. Auch beim Sport am gleichen Abend spüren Sie, Ihr Zahnersatz ist endlich solide fixiert.

Mit **MDI**-Mini-Dental-Implantaten und wenigen Behandlungsterminen zu preiswerten Bedingungen gewinnen Sie ein neues, sicheres Lebensgefühl.



## Der Fortschritt in der Zahnheilkunde

Die Implantat-Technologie der Zahnheilkunde hat in den letzten Jahren riesige Entwicklungssprünge gemacht. Immer exklusivere Materialien, bessere Systeme und kleinste Implantate haben hunderttausenden Menschen ihr Lächeln und Selbstvertrauen zurückgegeben.

**MDI**-Mini-Implantate mit einem Durchmesser ab 1,8 mm sind ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der dentalen Implantologie. **MDI**'s eignen sich sogar für Patienten, die einen konventionellen Implantat-Eingriff nicht vertragen oder deren Kieferknochen für eine große Implantation weniger geeignet ist.

## Wie funktioniert das **MDI**-System von condent?

Das **MDI**-System besteht aus Mini-Titan-Implantaten, die einer Zahnwurzel nachempfunden sind. Schon vor 60 Jahren hat man festgestellt, dass sich Titan biologisch neutral verhält und keine allergischen oder Fremdkörperreaktionen auslöst. Jahrzehntelange positive Erfahrung mit Titan, etwa beim Ersatz von Hüft-Kniegelenken, sprechen für sich. Die Reaktion des Körpers ist so natürlich, dass sich der wurzelförmige Teil des Implantats fest mit dem Kiefer verbindet und als Teil des Körpers angenommen wird. Die kugelförmigen Endstücke direkt über dem Zahnfleisch fixieren den Zahnersatz, indem ein hochelastischer Gummiring, der in der Prothese sitzt, „schnappend“ über der Kugel einrastet. Dieses Gummiringssystem sorgt für einen gedämpften, aber trotzdem festen Sitz Ihres Zahnersatzes.



## Wie werden **MDI**-Implantate eingesetzt?

Für das Einsetzen der Implantate benötigt Ihr Zahnarzt in der Regel nur einen Behandlungstermin mit einer ganz normalen lokalen Betäubung. Die **MDI**-Implantate werden dank einer äußerst präzisen Technik mit einem minimalen Eingriff in den Kieferknochen eingedreht. Diese schonende Vorgehensweise, verbunden mit einer nur kleinen Wunde, erspart Ihnen die sonst übliche monatelange Einheilphase.

## Wie Zähne putzen?

Mit der richtigen Reinigung und Pflege unterstützen Sie die Langlebigkeit Ihrer Implantate. Mit einer mittelharten Zahnbürste reinigen Sie die Implantatköpfe (Kugelhäupter), als ob es sich um Ihre eigenen Zähne handelt. So beugen Sie Entzündungen am Zahnfleisch vor, erhalten die Funktionstüchtigkeit und erhöhen dadurch die Langlebigkeit Ihrer Implantate.



## Der einfache Gebrauch Ihrer Zahnprothese

Zum Einsetzen des Zahnersatzes führen Sie die Prothese mit beiden Händen in den Mundraum. Sie müssen nur darauf achten, dass die Fassungen in der Prothese mit den Gummiringen direkt über den Kugelhäuptern sind. Dann drücken Sie die Prothese vorsichtig und gleichmäßig auf beiden Seiten herunter. Sie werden merken, dass sich die Gummiringe leicht über die Implantatköpfe schieben und spüren, dass die Prothese „einrastet“. Um die Prothese zu entfernen, setzen Sie Ihre Daumen einfach unter den Prothesenrand und drücken beide Seiten gleichmäßig nach oben. Mit der Zunge können Sie diesen Vorgang unterstützen.